

HeartSine vTrainer™

AEDトレーニングが可能なオンライントレーナー

スマートフォンを
設置するだけで
AED使用時の
トレーニングが可能*



*サマリタンAEDシリーズすべての音声ガイダンスに対応しております。また、サマリタンPAD 360Pをお持ちのお客様は、オートショックAEDのトレーナーとしてご利用いただけます。



突然の心停止

突然の心停止は命に関わる緊急事態です。突然の心停止への対処方法を学ぶことで、時間的猶予のない状況で適切に判断する自信がつかます。救急サービスやトレーニングセンターでは、一般市民が突然の心停止に陥った患者に心肺蘇生(CPR)を行い、AEDを操作するトレーニングを実施しています。

このようなトレーニング提供者のトレーニング力の向上を支援する新しいトレーニングツールを開発しました。

HeartSine vTrainer

HeartSine vTrainerは、サマリタンAEDシリーズの機能をシミュレートするためのアプリを導入したスマートフォンと組み合わせて使用するための段ボール製のトレーニングツールです。

この新しいツールを用いることで、学校など大人数のグループに対するトレーニングが従来に比べて非常にシンプルかつ低コストで行えます。

また、コンパクトなサイズのため、HeartSine vTrainerをトレーニング受講者が持ち帰り、学んだ内容の再確認や家族・友人と共有することが可能です。

HeartSine vTrainer

特徴

アプリを導入したスマートフォンを段ボール製のHeartSine vTrainerに設置するだけで簡単にトレーニングができます。

【SAM Trainerアプリ】

- サマリタン PAD 350P/360P/450Pのシナリオを搭載
- CPRプロトコルを30秒、60秒、120秒に設定可能
- Google PlayまたはApp Storeから入手可能
- 10ヵ国以上の言語で利用可能

【HeartSine vTrainer】

- ほとんどのスマートフォンのサイズに対応*
 - 段ボール製のため軽量で持ち運びも簡単
 - トレーニングに役立つ心臓部イラストを同封
- *85mm(幅)×165mm(長さ)×12mm(厚み)までのスマホで使用できます

使用方法

1

HeartSine vTrainerを開封します



2

SAM Trainerアプリをスマホにダウンロードします



Apple App Store



Google Play Store



3

スマホを挿入します



4

アプリを開き、指示に従います



製品番号

TRN-KIT-01

製品名

SAMトレーナーキット (20個入り)

希望小売価格(税別)

¥40,000

販売名: サマリタン PAD 360P
医療機器承認番号: 30300BZX00190000
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

販売名: サマリタン PAD 350P
医療機器承認番号: 22800BZI00030000
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

販売名: サマリタン PAD 450P
医療機器承認番号: 23000BZI00009000
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

日本ストライカー株式会社 メディカル事業部

〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー

製品に関するお問い合わせは

0120-715-545 平日9:00~17:00
(土日、祝日、年末年始を除く)

お問合せ先